

肩外転装具の優れた特徴



60度装着

30度装着

アームスリング

**2種の外転角度、
角度調節が可能です。**

外転角度が30°と60°の2タイプを設定しました。治療の終盤はウレタンブロックを外し、アームスリングとして使用できます。

簡単ワンタッチ装着が可能です。

リング形状のカンを使用することで、すべてのベルトを1ヶ所に集約しました。また、新たにバックル機構により簡単な着脱が行えるようになりました。



ワンタッチで着脱

ソフトな装着感

本体は柔らかい発泡ウレタンを使用していますので、体にやさしくソフトな装着感が得られます。



- 主な適応 腱板断裂・インピンジメント症候群・反復性肩関節脱臼・石灰沈着性腱板炎・関節唇損傷等の術後仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



FRONT



BACK

●本製品のご用命は貴病院に出入りされている義肢・装具製作所へ

●本製品に関するお問い合わせは...

有限会社 **永野義肢**

〒570-0043 大阪府守口市南寺方東通5丁目23番8号
TEL.06-6993-7860(代)
FAX.06-6993-7887
<http://www.naganogishi.jp>

●取扱店

肩関節の外転保持が目的です。

肩外転装具Ⅱ



新しい肩関節外転装具です。
30度ブロックを使用した

60度タイプ



60度から30度への
角度調整が容易に
おこなえます。

30度タイプ

